

DEI® Rainbow Fit Crown

**VINILPOLISILOSSANO
PER IL CONTROLLO
DEI PUNTI DI FRIZIONE**



Confezioni in commercio

2 cartucce da 50 ml
(COD. FIT 1)

Prodotto ad uso odontoiatrico.
Tenere lontano dalla portata dei
bambini.

Data delle specifiche: 06/2006

Caratteristiche

DEI® Rainbow Fit Crown è un vinilpolisilossano specificamente studiato per il controllo dei punti di frizione nelle corone protesi- che e negli intarsi. Può essere utilizzato anche per il controllo dei punti di pressione di protesi mobili parziali e totali.

Vantaggi

Ha un elevato shore A (80) che consente di fresare i punti di contatto senza che il prodotto ostruisca la lavorazione. Tempi di lavorazione ottimali anche per una arcata completa. Fluidità ideale per evitare resistenze nell'inserimento. Elevata opacità per evidenziare le aree di frizione.

Modo d'impiego

Il prodotto è automiscelante. Dopo aver posizionato la cannula sulla cartuccia erogare direttamente in situ. Posizionare la protesi nel cavo orale entro 50 sec.

Attendere il completamento della vulcanizzazione, due minuti circa.

Lasciare la cannula utilizzata inserita sino all'uso successivo.

Avvertenze

I tempi di lavorazione e vulcanizzazione sono altamente influenzati dalla temperatura di stoccaggio e impiego. Temperature elevate accorciano i tempi, temperature basse li allungano.

Conservazione e validità

Conservare a temperatura non superiore ai 28°C.



DEI® italia

Via Torino, 765 - 21020 Merello (VA)
Tel. +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it

DEI® Rainbow Fit Crown

**VINYLPOLYSILOXANE
FOR CONTROL
OF FRICTION POINTS**



Available package

Two 50 ml cartridges
(COD. FIT 1)

Product for dental use.
Keep out from children.
Date of specifications: 06/2006

Characteristics

DEI® Rainbow Fit Crown is a vinylpolysiloxane specifically designed for control of friction points in prosthetic crowns and inlays.

It can also be used for control of pressure points of partial and total mobile prosthesis.

Advantages

It has a high shore A (80) which allows the milling of contact points without block of processing by the product. Times of processing optimal even for a full arch. The ideal consistency allows to insert the prostheses without any resistance. High opacity to highlight areas of friction.

Way of use

The product is auto-mixing. After positioning of the cannula on the cartridge dispense directly in situ. Place the prosthesis in the oral cavity within 50 seconds. Wait for the completion of curing, about two minutes. Leave the cannula inserted used until next use.

Cautions

The times of processing and curing are highly influenced by temperature of storage and use. High temperatures shorten times, low temperatures lengthen them.

Storage and shelf life

Store at room temperature not exceeding 28°C.



DEI® italia

Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (VA)
Phone +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it