



DEI® Rainbow Fast

VINILPOLISILOSSANO PER IMPRONTE DI PRECISIONE



Prodotto per uso odontoiatrico.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Data delle specifiche: 11/2010.

Confezioni in commercio

DEI® Rainbow Fast Light: 4 cartucce da 50 ml (**COD. RA2 2**)

DEI® Rainbow Fast Medium: 4 cartucce da 50 ml (**COD. RA2 3**)

Caratteristiche

DEI® Rainbow Fast Putty, Light e Medium sono vinilpolisilossani altamente idrocompatibili e con viscosità ideali per tutte le tecniche d'impronta.

DEI® Rainbow Fast Putty, Light e Medium rispondono alle norme ISO 4823.

Composizione

Materiali a base di polivinilsilossano.

Modo d'impiego

Inserire la cannula di miscelazione sulla cartuccia ed estrarre direttamente nell'impronta una quantità adeguata di fluido evitando di inglobare bolle d'aria.

Dopo l'uso lasciare la cannula inserita sulla cartuccia sino al nuovo utilizzo per evitare possibili contaminazioni del prodotto con conseguente ostruzione dei fori di uscita.

Tempi indicativi di lavorazione (DEI® Rainbow Fast Putty)

Miscelazione: 30/45 secondi (sino a che l'impasto risulterà di colore omogeneo)

Lavorazione: 1.30 minuti

Permanenza nel cavo orale: 2.30 minuti

Indurimento: 4 minuti

Tempi indicativi di lavorazione (DEI® Rainbow Fast Medium e Light)

Miscelazione: Automix

Lavorazione totale: 1 minuto

Permanenza nel cavo orale: 2.00 minuti

Indurimento: 3 minuti

Avvertenze

L'impronta può essere colata dopo 2 ore anche se è consigliabile attendere 12 ore e non superare i 7 giorni.

L'impronta può essere ramata o argentata galvanicamente.

I tempi di lavorazione e indurimento si riferiscono all'impiego a temperatura ambiente.

Temperature più elevate abbreviano i tempi, più basse li allungano.

Note

Per l'utilizzo del prodotto sono necessarie la pistola erogatrice e le cannule, non incluse.

DEI® italia

Via Torino 765 - 21020 Mercurio (VA)
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it - info@deiitalia.it

VINYLPOLYSILOXANE FOR PRECISION IMPRESSIONS

Product for dental use only. Keep away from children. Date of specifications: 11/2010

Available packages

DEI® Rainbow Fast Light: four 50 ml cartridges (**COD. RA2 2**)

DEI® Rainbow Fast Medium: four 50 ml cartridges (**COD. RA2 3**)

Characteristics

DEI® Rainbow Fast Putty, Light and Medium, are highly hydro-compatible vinylpolysiloxanes, with ideal viscosity for all techniques of impression.

DEI® Rainbow Fast Putty, Light and Medium comply with ISO 4823 regulations.

Composition

Vinylpolysiloxane materials.

Way of use

Insert the mixing cannula on the cartridge and extrude directly into the impression a suitable amount of fluid, avoiding incorporation of air bubbles. After use, leave the cannula inserted on the cartridge up to next use for avoiding eventual contaminations of the product, with consequent obstruction of outlet holes.

Indicative working times (DEI® Rainbow Fast Putty)

Mixing: 30/45 seconds (up to achieve homogeneous coloration of the mixture)

Working: 1.30 minutes

Permanence within oral cavity: 2.30 minutes

Hardening: 4 minutes

Indicative working times (DEI® Rainbow Fast Medium and Light)

Mixing: Automix

Total working: 1 minute

Permanence within oral cavity: 2.00 minutes

Hardening: 3 minutes

Warning

The impression can be cast after 2 hours, but it is advisable to wait 12 hours and not go beyond 7 days.

The impression can be electroplated in copper or silver. Working and hardening times refer to use at room temperature. Higher temperatures shorten times, lower ones lengthen them.

Notes

The use of the products require dispenser gun and cannulae, not included.

VINILPOLISILOXANO PARA IMPRESIONES DE PRECISION

Producto para uso odontológico. Mantener fuera del alcance de los niños. Fecha de especificaciones: 11/2010

Forma de suministro

DEI® Rainbow Fast Light: 4 cartuchos de 50 ml (**COD. RA2 2**)

DEI® Rainbow Fast Medium: 4 cartuchos de 50 ml (**COD. RA2 3**)

Características

DEI® Rainbow Fast Putty, Light y Medium son vinilpolisioxanos altamente hidro-compatibles y con una viscosidad ideal para todas las técnicas de impresión.

DEI® Rainbow Fast Putty, Light y Medium se ajustan a los requerimientos ISO 4823.

Composición

Material a base de polisiloخano.

Instrucciones de uso

Insertar la cánula mezcladora sobre el cartucho y dispensar directamente en la impresión una cantidad suficiente de fluido evitando englobar burbujas de aire. Después de su uso dejar la cánula insertada en el cartucho hasta su nuevo utilizzo para evitar posibles contaminaciones del producto con consecuente obstrucción de los orificios de salida.

Tiempos indicativos de trabajo (DEI® Rainbow Fast Putty)

Mezclado: 30/45 segundos (hasta que el color de la masa resulte homogéneo)

Elaboración: 1.30 minutos

Permanencia en la cavidad oral: 2.30 minutos

Endurecimiento: 4 minutos

Tiempos indicativos de trabajo (DEI® Rainbow Fast Medium y Light)

Mezclado: Automix

Elaboración total: 1 minuto

Permanencia en la cavidad oral: 2.00 minutos

Endurecimiento: 3 minutos

Advertencias

La impresión puede ser vaciada después de 2 horas aunque es recomendable esperar 12 horas y no sobrepasar los 7 días. La impresión puede ser galvanizada con cobre o plata. Los tiempos de elaboración y endurecimiento se refieren al empleo a temperatura ambiente. Temperaturas más elevadas aceleran los tiempos de fraguado, y temperaturas más bajas lo retardan.

Información

Para el utilizzo del producto son necesarias la pistola dispensadora y la cánulas, no incluidas.