

DEI[®] Rainbow Hydro Light

MATERIALE A BASSA VISCOSITÀ PER IMPRONTE DI PRECISIONE



Prodotto per uso odontoiatrico
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Data delle specifiche: 06/2007

Confezioni in commercio

4 Cartucce da 50 ml (COD. RAINH 2)

Caratteristiche

DEI[®] Rainbow Hydro Light è un vinilpolisilossano ad elevatissima idrocompatibilità (angolo di contatto con acqua a 2 sec. 45°) che garantisce la perfetta riproduzione delle aree subgengivali anche in presenza di umidità.

È indicato nella presa d'impronta di precisione nella tecnica della doppia impronta.

DEI[®] Rainbow Hydro Light è un materiale a bassa viscosità, tissotropico (rimane stabile senza colare ma aumenta la sua fluidità quando viene compresso).

Risponde alle norme ISO 4823 Type 3.
Shore A circa 45.

Modo d'impiego

DEI[®] Rainbow Hydro Light è confezionato in cartuccia di sicurezza.

Posizionare la cartuccia sull'erogatore e bloccarla.

Inserire la cannula e bloccarla facendole compiere un quarto di giro.

Estrudere il prodotto nel porta impronta o direttamente utilizzando un puntale intraorale. Inserire il porta impronta nel cavo orale entro 2 minuti e 15 secondi dall'erogazione e mantenerlo per 3 minuti.

Il tempo dichiarato è indicativo: temperature inferiori a 23°C allungano i tempi, temperature maggiori li accorciano.

Dopo l'uso lasciare la cannula sulla cartuccia sino all'utilizzo successivo.

Avvertenze

Erogare con pressione costante senza strappi mantenendo la cannula a contatto con la base dell'impronta per evitare di inglobare aria, si consiglia di eliminare i primi 2-3 mm di prodotto estruso che potrebbe non essere perfettamente miscelato. L'impronta può essere colata dopo 30 minuti dalla rimozione dal cavo orale. Può essere elettro placcata in rame o argento. Può essere disinfettata nelle apposite soluzioni.

Conservazione

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.



Via Torino 765 - 21020 Mercurio (VA)
Phone +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it

DEI® Rainbow Hydro Light

**LOW VISCOSITY MATERIAL
FOR PRECISION
IMPRESSIONS**



Available package

Four 50 ml cartridges (COD. RAINH 2)

Product for dental use

Keep away from children

Date of the specifications: 06/2007

Characteristics

DEI® Rainbow Hydro Light is a vinylpolysiloxane with very high hydro-compatibility (contact angle with water at 2 sec., 45°) which ensures the perfect reproduction of sub-gingival areas even in the presence of moisture.

It is indicated for taking precision

impressions in the technique of double impression.

DEI® Rainbow Hydro Light is a material with low viscosity, thixotropic (it remains stable without seeping but increases its fluidity when compressed).

It complies with ISO 4823 Type 3 regulations.

Shore A about 45.

Way of use

DEI® Rainbow Hydro Light is packaged in a security cartridge.

Place the cartridge on the dispenser and lock it.

Insert the cannula and block it with a fourth turn.

Extrude the product on an impression tray or directly using an intraoral tip.

Insert the impression tray in the oral cavity within 2 minutes and 15 seconds from the dispensation and keep it there for 3 minutes.

The time reported is indicative: temperatures below 23°C

lengthen it, higher temperatures shorten.

After use leave the cannula on the cartridge till next use.

Advices

Dispense with constant pressure without variations maintaining the cannula in contact with the basis of the impression to avoid incorporation of air; it is suggested to discard the first 2-3 mm of extruded product that could be not fully blended. The impression can be cast after 30 minutes after the removal from the oral cavity. It can be electroplated with copper or silver. It can be sanitized in suitable solutions.

Storage

Keep at temperature under 25°C.



DEI® italia

Via Torino 765 - 21020 Mercallo (VA)
Phone +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it

DEI® Rainbow Hydro Light

**MATERIAL DE BAJA
VISCOSIDAD PARA
IMPRESIONES DE PRECISION**



Forma de suministro

4 cartuchos de 50 ml (COD. RAINH 2)

Producto para uso odontológico

Mantener fuera del alcance de los niños

Fecha de especificaciones: 06/2007

Características

DEI® Rainbow Hydro Light es un vinipolisiloxano de elevada hidrocompatibilidad (ángulo de contacto con el agua a 2 seg. 45°) que garantiza la perfecta reproducción de las subgingivales también en presencia de humedad. Es el material de elección en

la toma de impresión en la técnica de doble fase.

DEI® Rainbow Hydro Light es un material de baja viscosidad tixotrópico (fluye bajo presión manteniéndose estable en la cubeta).

Se ajustan a los requerimientos ISO 4823 Type 3.

Shore A cerca 45.

Instrucciones de uso

DEI® Rainbow Hydro Light está confeccionado con cartuchos de seguridad. Posicionar el cartucho en el dispensador y bloquearlo.

Insertar la punta mezcladora haciéndole cumplir un cuarto de vuelta.

Dispensar el producto en la cubeta o directamente utilizando las puntas intraorales.

Insertar la cubeta en la cavidad oral entre 2 minutos y 15 segundos después de su dispensación y manteniéndola por 3 minutos.

Los tiempos descritos son indicativos: temperaturas inferiores a los 23°C retardan su polimeri-

zación y temperaturas superiores la aceleran.

Después del uso dejar insertada la punta mezcladora hasta su próxima utilización.

Advertencias

Se aconseja liberar una pequeña cantidad de base y catalizador antes de instalar la punta mezcladora para asegurar un flujo consistente desde el cartucho.

La impresión puede ser vaciada después de 30 minutos de haberla retirada de la cavidad oral.

Puede ser galvanizada en cobre o plata.

Puede ser desinfectada en adecuadas soluciones.

Conservación

Conservar a temperatura inferior a 25°C.



DEI® italia

Via Torino 765 - 21020 Mercallo (VA)
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it