

DEI® Rainbow Putty RT

VINILPOLISILOSSANO
AD ALTA VISCOSITÀ
PER TECNICA TWIN



Prodotto per uso odontoiatrico
Tenere lontano dalla portata dei
bambini

Data delle specifiche: 02/2019

Confezioni in commercio

1 barattolo di pasta base da 400g
1 barattolo di pasta catalizzatrice da
400 g **REF TWIN 1**

Caratteristiche

Materiali per prima impronta a base
di vinilpolisilossano.

Risponde ai requisiti della norma
ISO 4823 type 0.

Vantaggi

- Elevata stabilità dimensionale
- Idrocompatibile
- Consistenza ottimale, non appiccica e si miscela agevolmente
- Inodore e insapore

Dati tecnici

Durezza Shore A (24 h): . . .circa 62
Retrazione lineare: < 0,2%
Recupero elastico: 99,4%

Modo d'impiego e tempi

Prelevare in parti uguali con gli appositi cucchiaini la pasta base e la pasta catalizzatrice, miscelare per 40 secondi senza utilizzare guanti in lattice. Introdurre il materiale nel cavo orale entro 1 minuto e 30 secondi dall'inizio della miscelazione e lasciare per 3 minuti sino a vulcanizzazione completata.

Avvertenze

Non contaminare la pasta base con la pasta catalizzatrice. Richiudere bene i coperchi subito dopo il prelievo del prodotto. Non invertire i coperchi.

Non invertire l'uso dei cucchiaini (bianco per il catalizzatore) L'impronta può essere colata dopo 30 minuti dalla vulcanizzazione. L'impronta può essere trattata con le apposite soluzioni disinfettanti.

Non usare in abbinamento a siliconi per condensazione o altre categorie in genere. La disinfezione dell'impronta può essere effettuata con prodotti standard.

Attenzione, i tempi indicati si riferiscono ad un impiego del prodotto a temperatura di 23°C e umidità relativa del 50%. Temperature più basse allungano questi tempi e temperature più alte li accorciano. I siliconi per addizione non hanno controindicazioni, tuttavia non è possibile escludere delle sensibilità individuali ai componenti. In tal caso non impiegare il prodotto.

Conservazione

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.



Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (Va) - Italy
Tel. +39.0331.969270
Fax +39.0331.969271
www.deiitalia.it

DEI® RAINBOW PUTTY RT HIGH VISCOSITY VINYL POLYSILOXANE FOR TECHNIQUE TWIN



Product for dental use only
Keep away from children
Date of specifications: 02/2019

Available packages

One 400 g jar of base paste, one 400 g jar of catalyst paste **REF TWIN 1**

Characteristics

Material for first impressions based on vinyl polysiloxane. It meets the requirements of ISO 4823 type O regulations.

Advantages

- High dimensional stability
- Hydro-compatible
- Best consistency, does not stick and easy to mix
- Odourless and tasteless

Technical data

Shore A hardness after 24 hours: about 62
Linear retraction: < 0.2%
Elastic recovery: 99.4%

Way and times for use

Take with the special spoons equal parts of basis paste and catalyst paste, mix them 40 seconds, without putting latex gloves on. Insert the material into the oral cavity within 1 minute and 30 seconds from the beginning of mixing; let there 3 minutes up to full cure.

Warnings

Don't contaminate the basis paste with the catalyst one. Seal well the lids soon after every taking out of products. Don't invert the lids. Don't invert the use of the spoons (white for the catalyst). The impression can be cast 30 minutes after cure. The impression can be treated with the special disinfectant solutions. Don't use coupled with silicones for condensation or other categories in general. The times indicated refer to use of the product at 23°C and 50% relative humidity. Lower temperatures lengthen these times, higher ones shorten them. Silicones for addition don't have contraindications, however individual sensitivity to components cannot be excluded. In such case, don't use.

Storage

Keep at temperature not beyond 25°C.



Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (Va) - Italy
Phone +39.0331.969270 - Fax +39.0331.969271
www.deiitalia.it

DEI® RAINBOW PUTTY RT VINILPOLISILOXANO DE ELEVADA VISCOSIDAD PARA LA TECNICA TWIN



Producto para uso odontológico
Mantener fuera del alcance de los niños
Fecha de especificación: 02/2019

Formas de suministro

1 pote de pasta base de 400 g, 1 pote de pasta catalizador de 400 g **REF TWIN 1**

Características

Material para la primera impresión a base de vinilpolisiloxano.
Se ajustan a los requerimientos 4823 type O.

Ventajas

- Elevada estabilidad dimensional
- Hidrocompatible
- Excelente consistencia, no es pegajoso y se mezcla fácilmente
- Inodoro e insípido

Datos técnicos

Dureza Shore A después 24 horas: cerca 62
Retracción lineal: < 0,2%
Recuperación elástica: 99,4%

Instrucciones de uso y tiempos de trabajo

Tome cantidades de base y catalizador iguales usando las cucharas de medida codificadas y mezcle con la punta de los dedos por 40 segundos no utilice guantes en látex. Introducir el material en la cavidad bucal dentro el 1 minuto y 30 segundos de haber iniciado la mezcla y dejar posicionado en boca por 3 minutos hasta que se haya polimerizado.

Advertencias

No utilizar con guantes en látex, ni con manos sucias del polvo contenido en los guantes. No contaminar la pasta base con la pasta catalizadora. Cerrar enseguida los envases después de utilizar el producto. No intercambiar las tapas de cada envase. No intercambiar las cucharas - (blanco para el catalizador). La impresión puede ser colada después de 30 minutos de su fraguado. La impresión puede ser desinfectada con las adecuadas soluciones antisépticas. No utilizar, este material en uniones a siliconas por condensación u otros productos no compatibles. Los tiempos indicados se refieren al empleo del producto a temperatura de 23°C y a humedad relativa del 50%. Temperaturas más bajas retardan estos tiempos y temperaturas más altas los aceleran. Las siliconas por adición no tienen contraindicaciones, sin embargo no es posible excluir sensibilidades individuales a los componentes.
En tal caso no emplear el producto.

Conservación

Conservar a temperatura inferior a 25°C.



Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (Va) - Italy
Tel. +39.0331.969270 - Fax +39.0331.969271
www.deiitalia.it