



**PRIMER UNIVERSALE
PER TRATTAMENTO OPACIZZANTE
SU DREAM FRAME E METALLO**

CE
0425

Prodotto per uso odontoiatrico
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Data delle specifiche: 06/2019

Confezione in commercio

- DEI® UniAdhesive 1 **REF** UA 1
1 flacone da 5 ml
- DEI® UniAdhesive 2 **REF** UA 2
1 siringa da 3 g

Caratteristiche

DEI® UniAdhesive 1 è un promotore di adesione per fibra di carbonio Dream Frame o metallo. Prima dell'utilizzo leggere attentamente il protocollo d'uso.

Protocollo d'uso

Protocollo da utilizzare nelle seguenti tecniche:

- Composito DEI® experience su fibra di carbonio Dream Frame.
- Composito DEI® experience su metallo.
- 1. Sabbinare la fibra di carbonio o il metallo con biossido di alluminio 120/160 micron.
- 2. Pulire la fibra di carbonio con alcool etilico 94°C. Pulire il metallo con vaporiera.
- 3. Appena asciutto applicare DEI® UniAdhesive 1.
- 4. Dopo 2 minuti asciugare con un leggero soffio di aria non contaminata.
- 5. Applicare DEI® UniAdhesive 2 e fotopolimerizzare per 2 minuti.
- 6. Applicare DEI® Dream Opaque Opaco Wash e fotopolimerizzare per 4 minuti.
- 7. Applicare DEI® Dream Opaque Opaco Univerale e fotopolimerizzare per 4 minuti.
- 8. Applicare composito DEI® experience.

Conservazione

Conservare il materiale a temperatura di 10-25°C. Richiudere il flacone immediatamente dopo l'uso e proteggere dalla luce diretta.

Scadenza

La data di scadenza del prodotto è indicata sull'etichetta di ogni flacone. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

Garanzia

Le istruzioni per l'uso fornite verbalmente, per iscritto o tramite dimostrazione pratica sono frutto della nostra esperienza personale e s'intendono pertanto solo indicative. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti. Ci riserviamo di apportare modifiche. Corrisponde ai requisiti della norma EN ISO 10477.

Avvertenze

Nel caso Lei stia usando questo prodotto per una lavorazione speciale, La preghiamo di comunicare queste informazioni al dentista curante. Durante la lavorazione osservare quanto riportato nella scheda di sicurezza.

Effetti collaterali

Effetti collaterali indesiderati di questo dispositivo medico sono estremamente rari quando il prodotto è lavorato e utilizzato nel modo corretto. Reazioni immunitarie (es. allergie) o sensazioni spiacevoli locali non possono comunque essere escluse completamente. Nel caso Lei venga a conoscenza di effetti collaterali indesiderati La preghiamo di informarci, anche in caso di dubbio.

Controindicazioni / Reazioni

In caso di ipersensibilità del paziente a uno dei componenti, non utilizzare il prodotto o utilizzarlo solo sotto stretto controllo del medico/dentista curante. Il dentista deve considerare eventuali reazioni e interazioni note del prodotto con altri materiali già presenti nella bocca del paziente prima dell'utilizzo.



Via Torino, 765
21020 Mercallo (VA) - Italy
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deitalia.it

preparador universal
UNIADHESIVE 1
UNIVERSAL PRIMER
FOR OPAQUE TREATMENT
ON DREAM FRAME AND METAL

CE
0425

Product for dental use
Keep away from children
Date of specifications: 06/2019

Available packages

- DEI® UniAdhesive 1 **REF UA 1**
One 5 ml bottle
- DEI® UniAdhesive 2 **REF UA 2**
One 3 g syringe

Characteristics

DEI® UniAdhesive 1 is an adhesion promoter for Dream Frame carbon fiber or metal. Read the application protocol carefully before use.

Way of use

Use this application protocol for the following techniques:

- DEI® experience composite on Dream Frame carbon fiber.
 - DEI® experience composite on metal.
1. Sandblast the carbon fiber or the metal

- with 120/160 micron aluminum bixido.
- 2. Clean the carbon fiber with 94°C ethyl alcohol. Clean the metal with steamer.
- 3. Once dry, apply DEI® UniAdhesive 1.
- 4. 2 minutes later, dry with a light blow of uncontaminated air.
- 5. Apply DEI® UniAdhesive 2 and light cure for 2 minutes.
- 6. Apply DEI® Dream Opaque Wash Opaque and light cure for 4 minutes.
- 7. Apply DEI® Dream Opaque Universal Opaque and light cure for 4 minutes.
- 8. Apply DEI® experience composite.

Storage

DEI® UniAdhesive 1 should be stored at 10-25°C. Close the bottle properly immediately after use and protect against the effects of direct light.

Shelf life

The maximum shelf life is printed on the label of each bottle. Do not use after the expiry date.

Guarantee

Our technical instructions, regardless of whether they are provided verbally, in writing or during practical demonstrations, are based on our own experience and should only be considered guidelines. As our products are subject to continued development, we reserve the right to modify them. Complies with EN ISO 10477.

preparador universal
UNIADHESIVE 1
PREPARADOR UNIVERSAL
PARA OPACAR SOBRE
EL DREAM FRAME Y METAL

CE
0425

Producto para uso odontológico
Mantener fuera del alcance de los niños
Fecha de especificaciones: 06/2019

Formas de suministro

- DEI® UniAdhesive 1 **REF UA 1**
1 botellita de 5 ml
- DEI® UniAdhesive 2 **REF UA 2**
1 jeringa de 3 g

Características

DEI® UniAdhesive 1 es un promotor de adhesión para la fibra de carbono Dream Frame o el metal. Antes de su utilización, leer atentamente el protocolo de uso.

Instrucciones de uso

Protocolo a seguir en las siguientes técnicas:

- Composite DEI® experience sobre la fibra de carbono Dream Frame.
 - Composite DEI® experience sobre metal.
1. Arenar la fibra de carbono o el metal con bixido de aluminio de 120/160 micron.

- 2. La fibra de carbono limpiarla con alcohol etílico puro. El metal, limpiarlo con vapor.
- 3. Una vez seco, aplicar DEI® UniAdhesive 1
- 4. Después de 2 minutos, secar la superficie con un suave chorro de aire no contaminado.
- 5. Aplicar DEI® UniAdhesive 2 y fotopolimerizarlo por 2 minutos.
- 6. Aplicar DEI® Dream Opaque Opacuer Wash y fotopolimerizar durante 4 minutos.
- 7. Aplicar DEI® Dream Opaque Opacuer Universal y fotopolimerizar durante 4 minutos.
- 8. Aplicar el composite DEI® experience.

Conservación

El material deberá almacenarse a 10-25°C. Cerrar bien el frasco inmediatamente después de su uso y preservarlo de la acción directa de la luz.

Caducidad

La fecha límite de caducidad está impresa sobre la etiqueta de cada frasco. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Garantía

Las recomendaciones técnicas para el uso, independientemente de su transmisión oral, escrita o de su difusión en el marco de una instrucción práctica, se basan en nuestras propias experiencias y por este motivo únicamente pueden considerarse valores orientativos. Nuestros productos están sometidos a un continuo perfeccionamiento. Por esta razón nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. Cumple las normas EN ISO 10477.

Note

Please supply the dentist with the above information, if this medical device is used to produce a special model. Please also consider the safety data sheets.

Side-effects

With proper use of this medical device, unwanted side-effects are extremely rare. Reactions of the immune system (allergies) or local discomfort, however, cannot be ruled out completely. Should you learn about unwanted side-effects - even if it is doubtful that the side-effect has been caused by our product - please kindly contact us.

Contra-indications / Interactions

If a patient has known allergies against or hypersensitivities towards a component of this product, we recommend not to use it or to do so only under strict medical supervision. The dentist should consider known interactions and crossreactions of the product with other materials already in the patient's mouth before using the product.



Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (VA) - Italy
Phone +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deitalia.it

Observación

Cuando utilice este producto médico para un encargo especial, facilite por favor toda la información indicada arriba al odontólogo responsable del caso. Para elaborar el producto observe las hojas específicas con los datos de seguridad.

Efectos secundarios

Manipulando y utilizando este producto médico correctamente, los efectos secundarios no deseados son extremadamente raros. No obstante, no pueden descartarse de modo general y absoluto las reacciones inmunológicas (p.ej. alergias) o las alteraciones sensoriales locales. Si registrara Ud. efectos secundarios no deseados, rogamos nos lo haga saber - también en casos de duda.

Contraindicaciones / Interacciones

En caso de hipersensibilidad del paciente contra uno de los componentes, deberá interrumpirse el uso de este producto o bien utilizar únicamente bajo un estricto control del facultativo/odontólogo. A la hora de utilizar el producto, el odontólogo deberá tener en cuenta las reacciones cruzadas o las interacciones conocidas del producto médico con otros materiales ya presentes en boca.



Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (VA) - Italy
Tel. +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deitalia.it