



VINILPOLISILOSSANO PER IMPRONTE DI PRECISIONE



Prodotto per uso odontoiatrico.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Data delle specifiche: 05/2014.

#### Confezioni in commercio

- DEI® Rainbow Putty Fast:  
2 barattoli (base + catalizzatore)  
da 400 g (300 ml) cad. **(COD. RA2 1)**
- DEI® Rainbow Hydro Light Fast:  
4 cartucce da 50 ml **(COD. RA2 2)**
- DEI® Rainbow Hydro Medium Fast:  
4 cartucce da 50 ml **(COD. RA2 3)**

#### Caratteristiche

DEI® Rainbow Hydro Putty Fast, Hydro Light Fast e Hydro Medium Fast sono vinilpolisilossani altamente idrocompatibili e con viscosità ideali per tutte le tecniche d'impronta.

DEI® Rainbow Hydro Putty Fast, Hydro Light Fast e Hydro Medium Fast rispondono alle norme ISO 4823.

#### Composizione

Materiali a base di polivinilsilossano.

#### Modo d'impiego

Inserire la cannula di miscelazione sulla cartuccia ed estrarre direttamente nell'impronta una quantità adeguata di fluido evitando di inglobare bolle d'aria. Dopo l'uso lasciare la cannula inserita sulla cartuccia sino al nuovo utilizzo per evitare possibili contaminazioni del prodotto con

conseguente ostruzione dei fori di uscita.

#### Tempi indicativi di lavorazione

##### - DEI® Rainbow Hydro Putty Fast

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Miscelazione:              | 30/45 secondi<br>(sino a che l'impasto risulterà di colore omogeneo) |
| Lavorazione:               | 1.30 minuti                                                          |
| Permanenza nel cavo orale: | 2.30 minuti                                                          |
| Indurimento:               | 4 minuti                                                             |

#### Tempi indicativi di lavorazione

##### - DEI® Rainbow Hydro Light Fast

##### - DEI® Rainbow Hydro Medium Fast

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Miscelazione:              | Automix     |
| Lavorazione totale:        | 1 minuto    |
| Permanenza nel cavo orale: | 2.00 minuti |
| Indurimento:               | 3 minuti    |

#### Avvertenze

L'impronta può essere colata dopo 2 ore anche se è consigliabile attendere 12 ore e non superare i 7 giorni.

L'impronta può essere ramata o argentata galvanicamente.

I tempi di lavorazione e indurimento si riferiscono all'impiego a temperatura ambiente. Temperature più elevate abbreviano i tempi, più basse li allungano.

#### Note

Per l'utilizzo del prodotto sono necessarie la pistola erogatrice e le cannule, non incluse.

## DEI® italia

Via Torino 765 - 21020 Mercallo (VA)  
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271  
[www.deiitalia.it](http://www.deiitalia.it) - [info@deiitalia.it](mailto:info@deiitalia.it)

# **DEI® Rainbow Hydro Fast**

VINILPOLYSILOXANE FOR PRECISION IMPRESSIONS

Product for dental use only.  
Keep away from children.  
Date of specifications: 05/2014

## Available packages

- DEI® Rainbow Hydro Putty Fast:  
two 400 g jars (base + catalyst) (**COD. RA2 1**)
- DEI® Rainbow Hydro Light Fast:  
four 50 ml cartridges (**COD. RA2 2**)
- DEI® Rainbow Hydro Medium Fast:  
four 50 ml cartridges (**COD. RA2 3**)

## Characteristics

DEI® Rainbow Hydro Putty Fast Putty, Hydro Light Fast and Hydro Medium Fast, are highly hydro-compatible vinylpolysiloxanes, with ideal viscosity for all techniques of impression.  
DEI® Rainbow Hydro Putty Fast Putty, Hydro Light Fast and Hydro Medium Fast comply with ISO 4823 regulations.

## Composition

Vinylpolysiloxane materials.

## Way of use

Insert the mixing cannula on the cartridge and extrude directly into the impression a suitable amount of fluid, avoiding incorporation of air bubbles. After use, leave the cannula inserted on the cartridge up to next use for avoiding eventual contaminations of the product, with consequent obstruction of outlet holes.

## Indicative working times

### - DEI® Rainbow Hydro Putty Fast

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Mixing:                                               | 30/45 seconds |
| (up to achieve homogeneous coloration of the mixture) |               |
| Working:                                              | 1.30 minutes  |
| Permanence within oral cavity:                        | 2.30 minutes  |
| Hardening:                                            | 4 minutes     |

## Indicative working times

### - DEI® Rainbow Hydro Light Fast

### - DEI® Rainbow Hydro Medium Fast

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Mixing:                        | Automix      |
| Total working:                 | 1 minute     |
| Permanence within oral cavity: | 2.00 minutes |
| Hardening:                     | 3 minutes    |

## Warning

The impression can be cast after 2 hours, but it is advisable to wait 12 hours and not go beyond 7 days.

The impression can be electroplated in copper or silver. Working and hardening times refer to use at room temperature. Higher temperatures shorten times, lower ones lengthen them.

## Notes

The use of the products require dispenser gun and cannulae, not included.

---

# **DEI® Rainbow Hydro Fast**

VINILPOLISILOXANO PARA IMPRESIONES DE PRECISION

Producto para uso odontológico.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Fecha de especificaciones: 05/2014

## Forma de suministro

- DEI® Rainbow Hydro Putty Fast:  
2 botes de 400 g (base + catalizador) (**COD. RA2 1**)
- DEI® Rainbow Hydro Light Fast:  
4 cartuchos de 50 ml (**COD. RA2 2**)
- DEI® Rainbow Hydro Medium Fast:  
4 cartuchos de 50 ml (**COD. RA2 3**)

## Características

DEI® Rainbow Hydro Putty Fast, Hydro Light Fast y Hydro Medium Fast son vinilpolisioxanos altamente hidro-compatibles y con una viscosidad ideal para todas las técnicas de impresión.  
DEI® Rainbow Hydro Putty Fast, Hydro Light Fast y Hydro Medium Fast se ajustan a los requerimientos ISO 4823.

## Composición

Material a base de polisiloxano.

## Instrucciones de uso

Insertar la cánula mezcladora sobre el cartucho y dispensar directamente en la impresión una cantidad suficiente de fluido evitando englobar burbujas de aire. Después de su uso dejar la cánula insertada en el cartucho hasta su nuevo utilizzo para evitar posibles contaminaciones del

producto con consecuente obstrucción de los orificios de salida.

## Tiempos indicativos de trabajo (DEI® Rainbow Fast Putty)

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Mezclado:                                         | 30/45 segundos |
| (hasta que el color de la masa resulte homogéneo) |                |
| Elaboración:                                      | 1.30 minutos   |
| Permanencia en la cavidad oral:                   | 2.30 minutos   |
| Endurecimiento:                                   | 4 minutos      |

## Tiempos indicativos de trabajo (DEI® Rainbow Fast Medium y Light)

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Mezclado:                       | Automix      |
| Elaboración total:              | 1 minuto     |
| Permanencia en la cavidad oral: | 2.00 minutos |
| Endurecimiento:                 | 3 minutos    |

## Advertencias

La impresión puede ser vaciada después de 2 horas aunque es recomendable esperar 12 horas y no sobrepasar los 7 días. La impresión puede ser galvanizada con cobre o plata. Los tiempos de elaboración y endurecimiento se refieren al empleo a temperatura ambiente. Temperaturas más elevadas aceleran los tiempos de fraguado, y temperaturas más bajas lo retardan.

## Información

Para el utilizzo del producto son necesarias la pistola dispensadora y la cánulas, no incluidas.