



DEI® RAINBOW PUTTY REGULAR

**VINILPOLISILOSSANO
AD ALTA VISCOSITÀ
PER IMPRONTE DENTALI**



Prodotto per uso odontoiatrico
Tenere lontano dalla portata dei
bambini

Data delle specifiche: 06/2010

Caratteristiche

Materiali per prima impronta a
base di vinilpolisilossano.

Risponde ai requisiti delle norme
ISO 4823 type O.

Vantaggi

Elevata stabilità dimensionale,
consistenza ottimale, non ap-
piccica e si miscela agevolmen-
te, inodore e insapore.

Modo d'impiego e tempi

Prelevare in parti uguali con gli
appositi cucchiari la pasta base e
la pasta catalizzatrice, miscelare
per 30 secondi senza utilizzare
guanti in lattice.

Introdurre il materiale nel cavo
orale entro 1 minuto e 30 secon-
di dall'inizio della miscelazione e
lasciare per 3 minuti sino a vul-
canizzazione completata.

Dati tecnici

- Mixing: 30 secondi
- Lavorazione:
1.30 (incluso mixing)
- Reticolazione: 4.00/4.30
(incluso mixing)
- Shore A 24h: 75

Avvertenze

Non contaminare la pasta base
con la pasta catalizzatrice.

Richiudere bene i coperchi subi-
to dopo il prelievo del prodotto.

Non invertire i coperchi.

Non invertire l'uso dei cucchiari
(bianco per il catalizzatore).

L'impronta può essere colata
dopo 30 minuti dalla vulcanizza-
zione.

L'impronta può essere trattata
con le apposite soluzioni disin-
fettanti.

Conservazione

Conservare a temperatura infe-
riore a 25°C.



DEI® italia

Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (Va)
Tel. +39.0331.969270 - Fax
+39.0331.969271
www.deiitalia.it

DEI® RAINBOW PUTTY REGULAR

**HIGH VISCOSITY
VINYL POLYSILOXAN
FOR DENTAL IMPRESSIONS**



Product for dental use only
Keep away from children
Date of specifications: 06/2010

Characteristics

Addition curing putty based on polyvinylsiloxanes.
It complies with ISO 4823 type O regulations.

Advantage

High size stability, optimum consistency, not sticky and easy mixable, odourless and tasteless.

Suggested use and times

With the single spoons take from the jars equal parts of base paste and catalyst paste, mix for 30 seconds without use of latex gloves.

DEI® RAINBOW PUTTY REGULAR

**VINILPOLISIOXANO
DE ALTA VISCOSIDAD PARA
IMPRESIONES DENTALES**



Producto para uso odontológico
Mantener fuera del alcance de los niños
Fecha de especificación: 06/2010

Características

Materiales para primera impresión a base de vinilpolisioxano.
Se ajustan a los requerimientos ISO 4823 tipo O.

Ventajas

Elevada estabilidad dimensional, consistencia óptima no es pegajoso y se mezcla fácilmente, inodoro e insípido. Instrucciones de uso y tiempos de trabajo. Retirar en partes iguales la pasta catalizadora y la pasta base con las adecuadas cucharas mezclar por 30 segundos sin utilizar los guantes de látex. Introducir el material en la cavidad bucal den-

Introduce the compound inside the oral cavity within 1 minute and 30 seconds from the mixing and leave for 3 minutes until complete vulcanization.

Technical data

Mixing: 30 seconds
Working time: 1.30 (including mixing)
Reticulation: 4.00/4.30 (including mixing)
Shore A 24h: 75

Warnings

Do not contaminate the base paste with catalyst paste.
Seal well the lids soon after the withdrawal of the products.
Don't mistake the lids.
Don't mistake the use of the spoons (the white one is for the catalyst).
The impression may be cast after 30 minutes from vulcanization.
The impression can be sanitized with specific disinfectant solutions.

Storage

Keep at temperature not beyond 25°C.



Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (Va)
Phone +39.0331.969270 - Fax +39.0331.969271
www.deiitalia.it

tro del 1 minuto y 30 segundos de haber iniciado la mezcla y dejar por 3 minutos hasta completado su fraguado.

Datos técnicos

Tiempo de mezcla: 30 segundos
Tiempo de trabajo: 1.30
(incluido el tiempo de mezcla)
Reticulación: 4.00/4.30
(incluido el tiempo de mezcla)
Shore A 24h: 75

Advertencias

No contaminar la pasta base con la pasta catalizadora.
Cerrar bien las tapas después de haber retirado el producto.
No intercambiar las tapas.
No intercambiar las cucharas (blanca para el catalizador).
La impresión puede ser vaciada después de 30 minutos de su fraguado.
La impresión puede ser desinfectada en adecuadas soluciones.

Conservación

Conservar a temperatura inferior a 25°C.



Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (Va)
Tel. +39.0331.969270 - Fax +39.0331.969271
www.deiitalia.it