



# zircocod 4d

DISCO FRESABILE IN ZIRCONIA



DEI® italia



# TESTIMONIAL



## LUCA GAZZOLA

### ZIRCOCAD 4D ESTHETIC

Provando questa zirconia ho riscontrato subito una facilità di lavorazione ottenendo un risultato predicibile e garantito. Precolorata ha un'ottima traslucenza nelle zone incisali e una alta resistenza alla flessione nelle zone di cerchiaggio e di tenuta oltre a una contrazione da sinterizzazione costante che ne rende un materiale stabile ed affidabile nelle fasi operative.

Cromaticamente piacevole si lascia modificare da leggere e mirate infiltrazioni individuali per ottenere risultati finali di elevato standard anche nei restauri completamente monolitici. Partendo da un precolorato A2 sono riuscito, con l'utilizzo di pochi liquidi, ad "invecchiare" gradualmente il restauro fino ad arrivare ad una colorazione "invernale".

Sicuramente un prodotto affidabile e con uno standard elevato di qualità.

### ZIRCOCAD 4D INTEGRAL

Questa zirconia, pur avendo una resistenza biassiale alla flessione di 1100 MPa, è comunque decisamente traslucente. Ha un'ottima estetica se associata a una mini-stratificazione mantenendo una portanza di sicurezza.





# TESTIMONIAL

## CESARE FERRI

### ZIRCOCAD 4D ESTHETIC

L'uso di questo prodotto, mi permette di ottenere degli ottimi risultati in termini di traslucenza e resistenza strutturale, riducendo sensibilmente i tempi di lavorazione a tutto vantaggio dei flussi di lavoro.

### ZIRCOCAD 4D INTEGRAL

La utilizzo prevalentemente in riabilitazioni su impianti per le caratteristiche di stabilità su design strutturali complessi, offrendo un'ottimale adattamento marginale unitamente ad una naturale traslucenza estetica.





# TESTIMONIAL

## NICOLA DILISIO

Con immenso piacere abbiamo avuto la possibilità di testare un nuovo prodotto di DEI italia: ZircoCad 4D. In questo lavoro nello specifico abbiamo utilizzato ZircoCad 4D Integral nel settore posteriore e ZircoCad 4D Esthetic nel settore anteriore con un piccolo cut-back vestibolare da 13 a 23 tutto su una struttura fresata in CarboCad 3D, terminato da Francesco Lofoco nell'estetica rosa in composito DEI italia. Dopo aver utilizzato diverse zirconie, possiamo affermare che questo materiale offre diverse possibilità di impiego. Abbiamo constatato che si possono ottenere ottimi risultati sia con l'infiltrazione pre-sint, che con micro cut-back. Per noi è un ottimo prodotto, versatile e affidabile.



**AVANGUARDIE  
DENTALI**  
Tecnologia Analogica e Digitale



# ZIRCOCAD 4D

## ZIRCOCAD 4D ESTHETIC

### CARATTERISTICHE

- Utilizzabile per restauri anteriori e posteriori
- Gradiente di colore multistrato
- Elevata resistenza alla frattura per resistere alla scheggiatura

### INDICAZIONI

- Corone e faccette anteriori
- Corone posteriori
- Corone telescopiche
- Ponti massimo 6 elementi con intercalare di un solo elemento di pontic

### DATI TECNICI

- Densità di sinterizzazione: 6.9 g/cm<sup>3</sup>
- Resistenza alla flessione: 700-1200 MPa
- Trasmissione della luce: 43-55%
- Temperatura di sinterizzazione: 1500°C

1° ▶ 55% ≥ 700


2° ▶ 53% ≥ 800

3° ▶ 51% ≥ 900

4° ▶ 46% ≥ 1050

5° ▶ 43% ≥ 1200

**5**  
STRATI



### CONFEZIONI IN COMMERCIO

#### ZIRCOCAD 4D - ESTHETIC

	Ø 95			Ø 98		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3
<b>SPESSORE</b>	<b>CODICE</b>			<b>CODICE</b>		
<b>12</b>	ZE9512A1	ZE9512A2	ZE9512A3	ZE9812A1	ZE9812A2	ZE9812A3
<b>14</b>	ZE9514A1	ZE9514A2	ZE9514A3	ZE9814A1	ZE9814A2	ZE9814A3
<b>18</b>	ZE9518A1	ZE9518A2	ZE9518A3	ZE9818A1	ZE9818A2	ZE9818A3
<b>20</b>	ZE9520A1	ZE9520A2	ZE9520A3	ZE9820A1	ZE9820A2	ZE9820A3

## ZIRCOCAD 4D INTEGRAL

### CARATTERISTICHE

- Utilizzabile per restauri anteriori e posteriori
- Molto resistente, proprietà meccaniche superiori
- Colore ottimale, non necessita di colorazioni aggiuntive

### INDICAZIONI

- Corone e ponti estesi monolitici estetici
- Ponti Maryland
- Corone telescopiche

### DATI TECNICI

- Densità di sinterizzazione: 6.9 g/cm<sup>3</sup>
- Resistenza alla flessione: 1100 MPa
- Trasmissione della luce: 42%
- Temperatura di sinterizzazione: 1530°C

### CONFEZIONI IN COMMERCIO

#### ZIRCOCAD 4D - INTEGRAL

	Ø 95			Ø 98		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3
<b>SPESSORE</b>	<b>CODICE</b>			<b>CODICE</b>		
<b>20</b>	ZI9520A1	ZI9520A2	ZI9520A3	ZI9820A1	ZI9820A2	ZI9820A3

TIPO SPESSORE  
ZE|95|12|A2  
Ø COLORE

TIPO: ZE=ESTHETIC / ZI=INTEGRAL  
Ø: 95/98  
SPESSORE: 12/14/18/20  
COLORE: A1/A2/A3





**zircocad 4d**  
DISCO FRESABILE IN ZIRCONIA



### **CORSI**

A richiesta sono disponibili corsi pratici e workshop con i tre testimonial.

Il giorno 23 aprile 2022 si terrà un workshop gratuito presso il Laboratorio Dental Concept (VA) con Luca Gazzola. È gradita la prenotazione, chiamare il 346.2400257.



**DEI® italia**